




**Дом Здравља
Горњи Милановац**

МБ: 17776037
ПИБ: 106106068

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број процедура	17.11.2021
Број пап.	475/289

Процедура за узорковање назофарингеалног бриса за антигенско и PCR тестирање на Ковид 19 у Ковид амбуланти за одрасло становништво

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.41	26. 10. 2021	
Израдио др Данијела Станојевић, спец. опште медицине	Контролисао	
Тим Службе за здравствену заштиту одраслих		

1. ЦИЉ

Циљ израде ове процедуре је да дефинише поступак и начин узорковања назофарингеалног бриса за антигенско и PCR тестирање на Ковид 19 у Ковид амбуланти за одрасло становништво у току пандемије Ковид 19, у складу са актуелним препорукама и тренутном епидемиолошком ситуацијом, са намером да се спречи пренос и ширење инфекције.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена свим запосленима у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Процедуром се детаљно утврђује поступак и начин узорковања назофарингеалног бриса у Ковид амбуланти при Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.

4. ОДГОВОРНОСТ

Одговорни за спровођење процедуре су сви здравствени радници у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.

Одговорни за контролу спровођења процедуре су начелник и главна сестра Службе.

5. ПОСТУПАК

Пацијентима са клиничком сликом сумњивом на инфекцију Ковид 19, врши се узимање назофарингеалног бриса ради извођења брзог, антигенског или PCR тестирања на присуство инфекције Ковид 19, у просторији за интервенције у оквиру Ковид амбуланта за одрасло становништво.

Тестирање на SARS CoV 2 је индиковано код следећих пацијената: -

Пацијенти с акутном инфекцијом дисајног система (нагли почетак барем једног од следећих симптома/знакова болести: кашаљ, повишена телесна температура, диспнеја/недостатак ваздуха) или нагли губитак мириса, укуса или промена укуса или радиолошки доказ лезија компатибилних с КОВИД-19 или ако болест захтева хоспитализацију; односно све пацијенте који се обрате лекару са симптомима/знаковима компатибилним с КОВИД-19 треба тестирати на SARS-CoV-2 због активног тражења оболелих.

КОВИД -19 тестирање се у Ковид амбуланти обавља по индикацијама прописаним по СМУ у Републици Србији, а након прегледа лекара.

Тестирање PCR укључује следеће групе:

1 Особе са симптомима акутне респираторне болести -повишена температура ($>37\text{ }^{\circ}\text{C}$) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање, без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести:

Одлука о тестирању PCR се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и биохемијским анализама у складу са КОВИД-19 упутством за збрињавање на нивоу примарне здравствене заштите а све по СМУ Републике Србије.

При раду са пацијентом сумњивим на инфекцију Ковид 19 вирусом, подразумева се ношење водоотпорног комбинезона или мантила за једнократну употребу, каљаче, капа, визир, хируршка маска и рукавице. После завршеног прегледа или интервенције, употребљена заштитна опрема се одлаже у складу са процедуром за одлагање инфективног отпада.

За антигенско тестирање медицинска сестра прво врши идентификацију пацијента, а потом приступа узорковању НФ бриса. Потребно је благо забацили главу пацијента уназад а потом полако и нежно кроз спољашњи носни ходник, стерилним, флексибилним штапићем за брис узорковати, полако ротирајући сам штапић, притом водећи рачуна о дужини носних ходника. Узоркован брис се ставља у за то намењен медијум у епрувети и оставља да стоји прописано време. Кит за тестирање се поставља на равну површину, а потом из екстракцијске епрувете додаје узорак за тестирање. Након 15 минута се читава резултат теста.

За ПЦР тестирање поступак је исти, осим што се узорковање врши једним стерилним флексибилним штапићем кроз спољашњи носни ходник, а другим штапићем узорковање се врши са задњег зида ждрела. Након узорковања брис се потапа у транспортни медијум. Узорци се чувају у фрижидеру на $2-8^{\circ}\text{C}$ не дуже од 24 сата. Узорци се добро затварају чепом са навојем. Транспортују се усправно у сталцима у преносним фрижидерима на температури од $2-8^{\circ}\text{C}$, што се постиже стављањем уложака са ледом у преносне фрижидере. Од момента преузимања преносног фрижидера са узорцима, као и током транспорта и предаје узорака возач је дужан да се придржава свих мера личне заштите.

Обавештење о резултату PCR теста стиже у виду СМС поруке или на маил адресу. Штампане потврде могу се преузети у Ковид амбуланти за одрасло становништво.

Целокупни произведени отпад у просторији за интервенције у Ковид амбуланти за одрасло становништво се сматра инфективним и одлаже се у складу са тим.

6. ЕФЕРЕНТНИ ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Стручно-методолошко упутство за контролу уношења и спречавање ширења новог вируса SARS CoV 2 у Републици Србији
2. Евиденциона листа одржавања хигијене у Ковид амбуланти
3. Евиденциона листа одлагања медицинског отпада у Ковид амбуланти
4. Упутство о коришћењу личне заштитне опреме
5. Протокол пацијената
6. Образац SARS CoV 2

7. Резултат антигенског теста и PCR теста на SARS CoV 2