




ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Датум:	17.11.2021.	
Број:	7175/	
Страна:	293	

**ПРОЦЕДУРА
ЗА УЗОРКОВАЊЕ БРИСА ЗА АНТИГЕНСКО И РСР
ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ**

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.45	29.10.2021.	
Израдио мед. сестра Јованка Вучићевић	Контролисао	
Тим Служба за здравствену заштиту одраслих		



1.ЦИЉ

Процедуре је да утврди начин и поступак тестирања на SARS-CoV-2 вирус.

2.ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Тестирање на присуство SARS-CoV-2 је дијагностичко средство које се користи у случају када постоји сумња да се нека особа заразила вирусом.

5.ОДГОВОРНОСТ

За спровођење процедуре одговорне су медицинске сестре.

За контролу спровођења процедуре одговорни су начелник, главна сестра, шеф одељења и водећа сестра Службе за здравствену заштиту одраслих.

4.ПОСТУПАК

За доказивање присуства инфекције користе се следеће методе:

1.PCRтестирање

2.антигенско тестирање

-Поступак PCR тестирања се може поделити у неколико фаза

*заказивање

*узимање узорка и вођење евиденције

*транспорт материјала до лабораторије

*саопштавањ ерезултата

Заказивање се врши телефонски или лично у просторија ма службе. Тестирају се особе на лични захтев, смештај у домове за старе и студенти у циљу наставка школовања у иностранству (стручно методолошко упуство).

Узорковање се обавља у просторији намењеној само зато. Пре узорковања потребно је обући личну заштитну опрему која подразумева скафандер, визир, маску, рукавице. Припремити сет за узорковање – транспорт на подлога са брисевима која се добија од лабораторије на претходни захтев. Брис се узима из предела назофаринкса тако што се уведе дубоко у ноздрву, остави у месту неколико секунди а онда се ротира по површини слузнице. Узима се узорак из обеноздрве једним брисом, а другим штапићем узорковање се врши са задњег зида ждрела. Након узимања бриса и потапања у транспортни медијум узорци се чувају у фрижидеру на температури 2-8С не дуже од 24 часа. Узорци треба да буду прописно затворени и да се



транспортну у исправно у сталцима. Током транспорта мора се обезбедити температура 2-8С што може да се постигне помоћу ручних фрижидера. Од момента преузимања фрижидера са узорцима,

Током транспорта и предаје узорака возач је дужан да се придржава свих мера личне заштите.

Документација која се попуњава приликом узорковања је SARS-CoV-2 образац на који се уписује име, презиме, матични број, датум узорковања, број телефона, маил адреса, врста узорка, бар код који се лепи на упут и на епрувету. Сви ови подаци уносе се у ковид базу, истовремено се води и протокол тестираних пацијената. Документација која прати узорак је отпремница, табела тестираних и интерни упут.

Обавештење да је тест готов стиже аутоматски у виду смс поруке или на маил адресу. Штампану потврда се може преузети у просторијама Службе за здравствену заштиту одраслог становништва.

2. Антигенско тестирање

Тестирају се особе на лични захтев, због хоспитализације и специјалистичко амбулантних прегледа (гастроскопија, колоноскопија, бронхоскопија). Пре узорковања припремити сет за узимање бриса који садржи плочицу, штапић, епрувету, капаљку и реагенс. Поступак узимања бриса је исти као код PCR тестирања. Резултати су готови за сат времена и пацијент их преузима у просторијама службе. Документација која се води приликом узорковања је SARS-CoV-2 образац са свим потребним подацима, протокол пацијената, копија упута за стационарно лечење и специјалистичко-амбулантне прегледе, уплатница у случају теста на лични захтев.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

1. Евиденциона листа одржавања хигијене у Служби за здравствену заштиту одраслих
2. Евиденциона листа одлагања медицинског отпада у Служби за здравствену заштиту одраслих
3. Протокол пацијената
4. Образац SARS CoV 2
5. Резултат антигенског теста и PCR теста на SARS CoV 2